

抗荧光衰减封片剂（PVP）

货号：S2130

规格：25mL

保存：2-8℃，避光保存，有效期 1 年。

产品介绍：

PVP 封片液(Polyvinylpyrrolidone Mounting Medium)是一种采用 polyvinylpyrrolidone(PVP)为主要封片介质的无毒水性封片液，可以用于常规的各种切片、涂片等的封片。本产品在日常水性封片剂（PVP）的基础上添加了抗荧光衰减成分，能有效的保护荧光延长观察时间。

由于 PVP 干燥后会在样品表面产生一层保护膜，本品滴加展平后不使用盖玻片也可以晾干直接在显微镜下观察。本产品流动性比较好，相对不易产生气泡，封片比较方便。封片后盖上盖玻片，盖玻片会被很好地粘附在载玻片上。

操作步骤：(仅供参考)

一、贴壁爬片细胞样品：

- 1、染色完毕后，吸尽液体。
- 2、滴一滴封片剂于载玻片上，小心盖上细胞爬片，让细胞充分接触封片液，避免气泡产生。
- 3、随后即可在显微镜下观察细胞样品。

二、贴壁板内细胞样品：

- 1、染色完毕后吸尽液体。
- 2、滴数滴封片剂至孔板内，适当倾斜孔板使封片剂充分展平覆盖细胞，敞开静置 3-5min。
- 3、随后即可在显微镜下观察细胞样品。

三、组织切片

- 1、染色完毕后，吸尽液体。
- 2、滴一滴封片剂于组织切片上，盖上盖玻片，让切片充分接触封片液，避免气泡。
- 3、随后即可在显微镜下观察组织切片。

四、其它样品：

- 1、参考细胞样品或组织切片进行操作。

注意事项：

- 1、通常建议切片或爬片使用正置显微镜观察，孔板培养细胞使用倒置显微镜观察。
- 2、相对于Hoechst 33258/33342核染料，本产品对于DAPI核染料封片效果更优。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。





Mounting Medium, Antifading(PVP)

Cat : S2130

Size: 25mL

Storage: 2-8°C, avoid light, valid for 1 year.

Introduction

PVP mounting medium is a non-toxic aqueous mounting medium that uses polyvinylpyrrolidone (PVP) as the main mounting medium. It can be used for conventional mounting of various slices, smears, etc. This product adds anti-fluorescence attenuation ingredients on the basis of conventional aqueous mounting medium(PVP), which can effectively protect fluorescence and prolong observation time.

Due to the formation of a protective film on the surface of the sample after PVP drying, aqueous mounting medium (PVP) can be added dropwise and flattened without the use of a cover glass. It can also be dried and observed directly under a microscope. This product has good fluidity, relatively less prone to bubbles, and the mounting is more convenient. After encapsulating, cover the coverslip, which will adhere well to the slide.

Protocols(for reference only)

For adherent cell smear

1. After dyeing, absorb all the liquid.
2. Drop a drop of Mounting Medium, Antifading(PVP) onto the glass slide, cover the cell slide, and allow the cells to fully contact the mounting medium to avoid the formation of bubbles.
3. Observe the cell under the microscope.

For adherent cell inside the well plate

1. After dyeing, absorb all the liquid.
2. Drop a few drops of Mounting Medium, Antifading(PVP) into the well plate, tilt the well plate appropriately to fully flatten and cover the cells, and leave it open for 3-5 minutes.
3. Observe the cell under the microscope.

For tissue section

1. After dyeing, absorb all the liquid.
2. Drop a drop of Mounting Medium, Antifading(PVP) onto the tissue section, cover it with a cover glass, and allow the section to fully contact the mounting medium to avoid bubbles.
3. Observe the section under the microscope.

For other samples

1. Refer to cell samples or tissue sections for operation.

Note

1. It is usually recommended to use an upright microscope for observation of sections or smears, and an inverted microscope for observation of cells cultured in well plates.
2. Compared to Hoechst 33258/33342 nuclear dyes, this product has a better sealing effect on DAPI nuclear dyes.
3. For your safety and health, please wear laboratory clothes and disposable gloves for operation.

