

冰冻切片抗原修复液说明书

货号：C1035

规格：100ml/500ml

保存：常温保存，有效期一年以上

产品简介：

索莱宝生产的冰冻切片抗原修复液(Quick Antigen Retrieval Solution for Cell Sections)是一种特别适合用于冰冻切片的快速抗原修复液，只需室温孵育 5 分钟即可完成对冰冻切片样品使用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后的抗原修复。

使用说明：

- 1, 将冰冻切片用 PBS 洗涤 3 次，每次 5min。
- 2, 将切片浸泡在抗原修复液中，室温孵育 5min。
- 3, PBS 洗涤样本切片，重复 3 次，每次 5min。充分洗涤残留的 SDS，以免造成抗体失去活性。
- 4, 封闭液封闭切片。
- 5, 随后即可进行一抗孵育等后续的免疫染色步骤。

相关产品：

- | | |
|---------------|---------------------------|
| <i>A1800</i> | 抗体稀释液 |
| <i>C1010</i> | 0.01M 柠檬酸钠缓冲液 pH6.0 |
| <i>G1120</i> | H-E 染色试剂盒 |
| <i>P1110</i> | 4 % 多聚甲醛 |
| <i>P8400</i> | PBS 干粉 (0.01M, PH7.2-7.4) |
| <i>SA0011</i> | SABC(小鼠 IgG)-POD kit |
| <i>X1020</i> | 胰蛋白酶消化液 0.1% |