

Product Specification

产品说明书

产品货号 / Cat No: BYA1031

中文名称 / Chinese Name: 17 种氨基酸混合标液

英文名称 / English Name: 17 Amino Acids

规格 / Size: 1mL

储存条件/ Storage: Store at 2-8°C, 2 years.

组分信息 / Component Information:

CAS No.	名称 Name	标准值 Standard value	单位 Unit
56-84-8	L-天冬氨酸 L-Aspartic Acid	1	mmol/L
72-19-5	L-苏氨酸 L-Threonine	1	mmol/L
56-45-1	丝氨酸 Serine	1	mmol/L
56-86-0	L-谷氨酸 L-Glutamic acid	1	mmol/L
147-85-3	L-脯氨酸 L-Proline	1	mmol/L
56-40-6	L-甘氨酸 L-Glycine	1	mmol/L
56-41-7	L-丙氨酸 L-Alanine	1	mmol/L
56-89-3	L-胱氨酸 L-Cystine	1	mmol/L
72-18-4	L-缬氨酸 L-Valine	1	mmol/L
63-68-3	L-蛋氨酸 L-Methionine	1	mmol/L
73-32-5	L-异亮氨酸 L-Isoleucine	1	mmol/L

61-90-5	L-亮氨酸 L-Leucin	1	mmol/L
60-18-4	L-酪氨酸 L-Tyrosine	1	mmol/L
63-91-2	L-苯丙氨酸 L-Phenylalanine	1	mmol/L
56-87-1	L-赖氨酸 L-Lysine	1	mmol/L
71-00-1	L-组氨酸 L-Histidine	1	mmol/L
74-79-3	L-精氨酸 L-Arginine	1	mmol/L

相关文献 / References:

若有投稿意向，欢迎关注我公司奖学金计划
Welcome to follow our company scholarship program

相关产品 / Related products:

BYA9010

20 种天然氨基酸标准品套装
Amino acid(20AA)

SDK1010

氨基酸衍生化试剂盒（OPA 法，不含标准品）
Amino acid derivatization kit (OPA method, without standards)

SDK1020

氨基酸衍生化试剂盒（PITC 法，不含标准品）
Amino acid derivatization kit (PITC method, without standards)

SG8540

L-谷氨酸
L-Glutamic acid

SL8330

L-赖氨酸
L-Lysine

SA9160

L-丙氨酸
L-Alanine