

10%PAGE 胶凝固剂

货号：A1030

规格：1ml/5*1ml/20*5ml

保存：-20℃避光保存，有效期1年。

注意：1ml规格本品各带1只干粉和1只液体，其余规格以此类推。干粉液体一一对应。临用前取1瓶液体完全加入1瓶干粉中吹打混匀到完全溶解即为10%胶凝固剂。本品溶解后的液体状态不稳定，建议现用现配。如1次使用不完，短期（1-7天内）可4度保存；长期建议分装-20℃冻存，3-6个月内尽快使用，不可反复冻融。

产品参数：

外观（性状）：白色干粉

产品说明：

10%PAGE胶凝固剂溶液在4℃有效期为一周；PAGE胶促凝剂易挥发，使用后请盖紧瓶盖。在常温下胶30分钟内可以凝固，如温度过低，可放37℃温箱凝固。

使用说明：

PAGE胶凝固剂干粉可使用蒸馏水或去离子水配置。

注意事项：

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注，基本为非无菌包装，若用于细胞实验，请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电400-968-6088咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

