

胰蛋白酶抑制剂

货号: T8031

规格: 100mg; 1g

保存: 2-8℃保存, 有效期 2 年。

产品参数:

CAS: 9035-81-8

英文名称: Trypsin inhibitor

外观 (性状): 白色至类白色粉末

酶活/效价: 3,000BAEE UNITS PER MG

溶解性: 5mg/mL, H₂O

产品说明:

胰蛋白酶抑制剂能抑制胰蛋白酶、糜蛋白酶及纤维蛋白溶解酶的活性; 用于纤维蛋白溶解现象, 是做蛋白测定中常用的抑制剂之一。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

