

MRS 肉汤

货号：M8540

规格：250g

保存：常温干燥保存，有效期 3 年。

产品参数：

英文名称：MRS Broth

别名：MRS 液体培养基；MRS 培养基

外观（性状）：黄色粉末

pH 值：6.2 ± 0.2 (25℃)

级别：BR

成分(g/L)：

蛋白胨	10g
牛肉浸粉	10g
吐温 80	1ml
磷酸氢二钾	1.16g
酵母浸粉	5g
硫酸镁	0.05g
柠檬酸三铵	2g
葡萄糖	20g
硫酸锰	0.03g
乙酸钠	3.02g

产品说明：

用于乳酸菌的培养。（本品高压灭菌后应在无菌环境下操作；本品出现结块请勿使用。）

使用说明：

称取本品 52.3g，加热溶解于 1000mL 蒸馏水中，121℃高压灭菌 15 分钟，备用。

注意事项：

1. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关文献：

[1] Hong F, Lin X, Wu Y, Dong Y, Cao Y, Hu F, Gan N. Enzyme-free fluorometric assay for chloramphenicol based on double stirring bar-assisted dual signal amplification. *Mikrochim Acta*. 2019 Feb 2;186(3):150. doi: 10.1007/s00604-018-3148-0. PMID: 30712143.

