

10×TBST 缓冲液

货号：T1081

规格：500ml/10*500ml

保存：RT 保存，有效期 1 年。

产品介绍：

TBST 缓冲液是生物学中常使用的等渗缓冲盐溶液，主要用于 Western Blot 实验中洗去膜上非特异性结合的抗体等试剂。由 Tris-HCl 构成稳定的 PH 缓冲体系，NaCl 提供等渗条件，Tween-20 作为去污剂可增加缓冲液的洗脱能力。

本产品为 10×浓缩液，需要稀释成 1×工作液后使用，用后请及时拧紧瓶盖，以防挥发。4℃ 保存可延长产品保质期，长期不用建议低温保存。若产品出现结晶析出，请置于 37℃ 水浴至完全溶解。

相关产品：

T1085	1×TBST 缓冲液
D1060	10× 电泳转移缓冲液（转膜液）
SW3020	膜再生液
PE0010	ECL Plus 超敏发光液
SW1040	DAB 法显色试剂盒（小鼠/兔 IgG）
P1200	SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

注意事项：

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
3. 实验结果可由多种因素影响，相关处理只限于产品本身，不涉及其他赔偿。

