

30%(29:1)制胶液

货号: A1010

规格: 100ml ; 500ml

保存: 2-8°C避光保存, 有效期 1 年。

产品说明:

30% (29:1)制胶液即为含 30%制胶液的水溶液, 其中 acrylamide 和 bisacrylamide 的比例为 29:1。

30% (29:1)制胶液常用于配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶), 包括 SDS-PAGE 胶等, 可以用于蛋白或核酸的分离。是实验室的常用储备液。

关于 SDS-PAGE 胶的配制, 请参考 SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒(P1200)。

我们除了有配置常规蛋白胶的 30%(29:1)制胶液外, 还有跑小分子蛋白的 40% (37.5:1)制胶液, 跑核酸电泳的 40% (19: 1)制胶液, 其他规格的请联系销售订购。

注意事项:

1. 30% (29:1)制胶液有一定毒性, 使用时请注意适当防护。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品:

A1020 40% (37.5:1) 制胶液

A1025 40% (19: 1) 制胶液

