

TE 缓冲液 (pH 8.0)

货号：T1120

规格：100ml/500ml

保存：室温储存，有效期 1 年。

产品说明：

Solarbio 生产的 TE 缓冲液是即用型，分子生物级别，经过无菌处理，主要用于核酸的溶解等分子生物学实验。

产品组成：10mM Tris-HCl; 1 mM EDTA pH 8.0。

注意事项：

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
3. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。

相关产品：

A1070 3M 乙酸钠 (PH5.2)

L1010 LB 液体培养基(干粉)

L1015 LB 固体培养基(干粉)

N1010 核酸纯化柱(纯化)

P1120 蛋白酶K 溶液(10mg/ml)

R1020 酵母破壁酶溶液

R1030 RNase A 溶液(10mg/ml)

