



硫氰酸铵

货号: A7230

规格: 500g

保存: RT

有效期: 3 年

产品参数:

CAS: 1762-95-4

英文名称: Ammonium thiocyanate

别名: 硫氰化铵

分子式: $\text{CH}_4\text{N}_2\text{S}$

分子量: 76.12

外观 (性状): 无色结晶

纯度: $\geq 98.5\%$

溶解性: 50mg/ml EtOH

pH (50g/L, Water, 25°C): 4.5-6.0

产品说明:

易溶于水, 溶于水时呈吸热反应, 溶于乙醇、碱金属氢氧化物、丙酮、吡啶和液体二氧化硫中, 难溶于氯仿。

科研使用。检定和测定微量铁, 测定银和汞等, 聚合催化剂, 抗菌素的分离, 分析农药含量, 水质分析, 配制硫氰酸根和标准溶液。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。