



硫酸亚铁铵

货号: A7480

保存: RT, 避光

产品参数:

CAS: 7783-85-9

英文名称: Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate;

分子式: $\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

分子量: 392.14

外观(性状): 浅蓝偏绿色结晶粉末

纯度: $\geq 99.5\%$

产品说明:

本品对光敏感。在空气中逐渐风化及氧化。溶于水, 几乎不溶于乙醇。

硫酸亚铁铵, 用以高锰酸钾及重铬酸钾标准溶液的标定, 配制亚铁离子标准溶液。也用作聚合催化剂, 剂量计。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。