



牛血清白蛋白 BSA-V

货号: A8020

规格: 5g/10g/25g/50g/100g/500g/5kg

保存: 2-8°C保存, 有效期 5 年。

产品参数:

CAS: 9048-46-8

英文名称: Albumin Bovine V

别名: BSA 牛白 牛血清白蛋白 牛白 V

分子量: 66.430kDa

外观(性状): 白色至淡黄色冻干粉末

来源: 牛血清

纯度: 97%

溶解性: 100mg/ml in Water

产品说明:

牛血清白蛋白, 英文名称为 Bovine Serum Albumin, 也称 Bovine albumin, 或 Cohn Fraction V, 简称 BSA。BSA 有着极其广泛的实验室应用, 在免疫实验中常用作封闭剂, 包括 ELISA、WB (Western Blot)。作为载体蛋白, 将其交联于半抗原和其他弱抗原可以使它们在抗体生产中具有更强的免疫原性。在限制性内切酶消化反应中, BSA 常常被用作一些酶的反应稳定剂, 并且能防止它粘附到管壁和枪头上。BSA 也常用于生物制药的生产过程或者作为营养物用于细胞和微生物培养。除此之外, 还作为蛋白定量检测的标准品使用。

本级别的牛血清白蛋白 (BSA, Standard Grade) 可以满足大部分常规实验需求, 如用作免疫封闭剂、组织细胞培养添加剂、蛋白/酶稳定剂以及蛋白定量标准品。除了 BSA-V, 我司还提供其他应用级别的 BSA, 包括高纯级 (Cat: A8010), 无脂肪酸 (Cat: A8850), 细胞培养级 (Cat:H1130), BSA 标准品 (Cat: PC0001), BSA 封闭液 (Cat: SW3015)。

注意事项:

1. 用于细胞实验, 溶解后, 须用一次性针头滤器过滤除菌。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品：

<i>A8010</i>	<i>牛血清白蛋白 BSA(全组分)</i>
<i>A8850</i>	<i>牛血清白蛋白 BSA-V (不含脂肪酸)</i>
<i>H1130</i>	<i>7.5% BSA 溶液 (细胞培养级)</i>
<i>SW3015</i>	<i>5%BSA 封闭液</i>
<i>PC0001</i>	<i>BSA 标准品 5mg/mL</i>
<i>SA8130</i>	<i>牛血清白蛋白 V</i>