

高纯卵清蛋白

货号: A8041

规格: 1g

保存: 2-8°C保存, 有效期3年。

产品参数:

CAS: 9006-59-1

英文名称: Albumin Egg

外观(性状): 淡黄色冻干粉

纯度: ≥60% (SDS-PAGE)

溶解性: 40mg/ml in Water

产品说明:

卵清蛋白是蛋清的主要蛋白质成分。其本质是含磷糖蛋白, 根据氨基酸序列, 卵清蛋白的肽部分由 385 个残基组成。

卵清蛋白可用作蛋白质电泳的标记物。卵清蛋白已用于构建哮喘的动物模型。卵清蛋白已用作 EliCell 测定中细胞培养基, 用于检测由嗜酸性粒细胞释放的细胞因子。研究 DNA 免疫分布影响的研究在抗体测定过程使用了卵清蛋白。卵清蛋白已被用作特应性皮炎模型研究的诱导剂。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。

为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

