



抗坏血酸 VC

货号: A8101

规格: 100g

保存: 常温密封阴凉干燥避光保存（避免与金属接触），有效期 3 年。

产品参数:

CAS: 50-81-7

英文名称: L-Ascorbic acid / Vitamin C

别名: 维生素 C

外观（性状）: 白色结晶；无气味；有柠檬酸样酸味。

分子式: $C_6H_8O_6$

分子量: 176.12

纯度: $\geq 99\%$

溶解性: 200mg/ml

产品说明:

抗坏血酸 VC 在空气中遇光渐变黄，水溶液呈酸性反应，在空气中易氧化变质。贮存日久色变深，成不同程度的浅黄色。

抗坏血酸 VC 用途: 用作科研试剂。测定砷、铁、磷和碘的基准试剂。色谱分析试剂。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注，基本为非无菌包装，若用于细胞实验，请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。