

2,2-二氮-双（3-乙基苯并噻唑-6-磺酸）铵盐

货号：A9590

规格：1g

保存：2-8℃

有效期：3 年

产品说明：

是一种介体物质，堆肥中用来测定漆酶酶活的，可通过漆酶氧化 ABTS 的速率来决定漆酶酶活力的大小。

用途：不适合用于 ELISA 实验

产品参数：

CAS：30931-67-0

英文名称：ABTS diammonium salt

别名：2,2'-连氨基-双-(3-乙基苯并二氢噻唑啉-6-磺酸)二铵盐

分子式： $C_{18}H_{24}N_6O_6S_4$

分子量：548.68

外观（性状）：浅绿色至深绿色粉末

纯度： $\geq 98.0\%$

溶解性：50mg/mL in water

注意事项：

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注，基本为非无菌包装，若用于细胞实验，请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品：

LA0010 ABTS (diammonium salt) 2,2'-联氨基-双（3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸）二胺