

D-丙氨酸

货号: A9760

保存: RT, 避光、干燥阴凉处封闭贮存

有效期: 2 年

基本参数:

CAS 号: 338-69-2

分子式: C₃H₇NO₂

分子量: 89.09

外观形状: 白色粉末

含量 : 98.0-101.0%

溶解性: 50 mg/ml, H₂O

产品说明:

D-丙氨酸主要用于合成泛酸和泛酸钙、肌肽、帕米膦酸钠、巴柳氮等, 在医药、饲料、食品等领域应用广泛。还用于电镀缓蚀剂和生化试剂。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。