

Na-苯甲酰-DL-精氨酸-对硝基酰胺盐酸盐

货号: B9060

保存: 2-8 °C

有效期: 3 年

基本参数:

CAS 号: 911-77-3

纯度: ≥98%

分子式: $C_{19}H_{22}N_6O_4 \cdot HCl$

分子量: 434.88

外观: 浅黄色粉末

溶解性: 50mg/ml DMSO

产品说明:

Na-苯甲酰 DL-精氨酸 4-硝基苯胺盐酸盐 (DL-BAPNA) 是胰蛋白酶、酰胺酶和巴曲酶等蛋白水解酶的显色底物。在精氨酸和对硝基苯胺部分之间的键处水解 DL-BAPNA 释放发色团对硝基苯胺, 可通过比色分析检测 (仅供参考)。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。