

L-半胱氨酸

货号: C0012

规格: 25g

保存: RT

有效期: 2 年

产品参数:

CAS: 52-90-4

英文名称: L-Cysteine

别名: L-半胱氨酸碱 L-丰胱胺酸 L-2-氨基-3-巯基丙酸

分子式: $C_3H_7NO_2S$

分子量: 121.16

外观 (性状): 白色固体

纯度: Purity $\geq$ 99.0%

溶解性: 100mg/ml in Water(需滴加盐酸助溶)

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关文献:

[1] Liu L, Lv G, Ning C, Yang YE, Zhu J. Therapeutic effects of 1,25-dihydroxyvitamin D3 on diabetes-induced liver complications in a rat model. *Exp Ther Med*. 2016 Jun;11(6):2284-2292. doi: 10.3892/etm.2016.3242. Epub 2016 Apr 11. PMID: 27284312; PMCID: PMC4887922.