



6-氯-3-吲哚基- α -D-吡喃葡萄糖苷

货号: C4040

规格: 10mg/50mg/100mg

保存: -20°C保存, 有效期3年。

产品参数:

CAS: 467214-46-6

英文名称: 6-Chloro-3-indolyl α -D-glucopyranoside

外观(性状): 白色至灰白色粉末

分子式: $C_{14}H_{16}ClNO_6$

分子量: 329.73

纯度: 98%

产品说明:

6-氯-3-吲哚基- α -D-吡喃葡萄糖苷常被用作生物化学实验中的基质, 用于检测和定量酶活性。

注意事项:

1. 在使用过程中, 应戴好适当的防护手套和眼镜, 确保操作在通风良好的环境中进行。
2. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
3. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
4. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
5. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
6. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

