



硫酸铬钾

货号: C6740

保存: RT, 通风干燥

产品参数:

CAS: 7788-99-0

英文名称: Chromic potassium sulfate dodecahydrate

别名: 硫酸钾铬;铬矾;铬明矾;钾铬矾;十二水合硫酸铬(III)钾

分子式: $\text{CrK}_2\text{O}_8\text{S}_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

分子量: 499.40

外观(性状): 暗紫红色的结晶或颗粒

纯度: $\geq 99.5\%$

溶解性: 溶于水

产品说明:

科研使用。显微分析用固着剂, 皮革, 制备其他铬盐。用作分析试剂, 也用于照相制版。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。