

崩溃酶

货号: C8100

规格: 500mg/1g

保存: -20℃保存, 有效期 2 年。

产品参数:

CAS: 85186-71-6

英文名称: Driselase from Basidiomycetes sp.

别名: 二缩脲;崩溃酶

外观(性状): 浅褐色至黄褐色粉末

纯度: Protein approx.10% by Biuret

来源: From Basidiomycetes sp.

酶活/效价: $\geq 3\text{u/g}$

溶解性: 1 mg/mL in water

产品说明:

崩溃酶是一种粗制酶, 主要含纤维素酶和果胶酶。可以水解细胞壁(主要是真菌细胞壁), 制备原生质体等。

酶活定义: 37℃、pH4.5 下, 1 单位的崩溃酶 1min 可以催化 1.0mg 的还原糖(木聚糖)。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

