



纤维素酶 Cellulase

货号：C8270

CAS：9012-54-8

保存：2-8℃

外观：黄褐色冻干粉

来源：Trichoderma viride

MW：52000~61000

产品说明：

纤维素酶催化水解纤维素分子为低聚纤维素和糖，能作用于纤维素中的 1,4-β-D-葡萄糖苷键。本产品用于生化研究，植物细胞杂交研究等。

使用方法：

本品可以用 50mM 醋酸钠 pH5.0 溶解，也可以用 PH5.0 的水或 PBS 或柠檬酸溶解，充分混匀。不溶物不影响产品活性，可以离心去掉沉淀取上清用。产品酶活详见包装瓶标签。最佳反应 PH 为 5.0，温度为 37℃。