



## 纤维素酶 RS

货号: C8290

保存: 2-8℃

有效期: 1 年

### 产品参数:

CAS: 9012-54-8

英文名称: Cellulase RS;

外观(性状): 浅黄至白色粉末

来源: 绿色木霉

含量: ≥98.0%, BR

酶活: ≥16u/mg

活力定义: 1g 酶粉(或 1ml 酶液)于 50℃、pH4.8 条件下, 1min 水解底物(滤纸、CMC、脱脂棉或水杨素)产生 1ug 葡萄糖的量为 1 个酶活力单位。

### 产品说明:

本品易溶于水。其反应的最适 pH 值在 4 -5 之间, 最适温度在 50 -60℃。纤维素酶 RS 的作用时间很短, 可以用于溶解植物的细胞壁, 制备原生质体。

### 注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。