



羧甲基纤维素钠 CMC（粘度 800-1200）

货号：C8621

规格：25g

保存：常温保存，有效期 2 年。

产品参数：

CAS：9004-32-4

英文名称：Carboxymethylcellulose sodium

别名：羧甲基纤维素钠盐；羧甲基醚纤维素钠盐

外观（性状）：白色至淡黄色粉末

级别：CP

溶解性：10 mg/mL in water

产品说明：

羧甲基纤维素钠（CMC），是纤维素的羧甲基化衍生物，又名纤维素胶，属阴离子型纤维素醚，是最主要离子型纤维素胶。通常是由天然纤维素与苛性碱及一氯醋酸反应后制得的一种阴离子型高分子化合物，化合物分子量从几千到百万不等。

注意事项：

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注，基本为非无菌包装，若用于细胞实验，请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。