

干酪素钠

货号: C9410

保存: RT

有效期: 1 年

产品参数:

CAS: 9005-46-3

英文名称: Casein Na salt;

外观 (性状): 浅黄至白色粉末

pH: 6.0-7.5

纯度: $\geq 90.0\%$, BR

粘度 (15%20°C): 500-2000

溶解性: 25mg/mL H₂O (乳白色不透明液体)

产品说明:

干酪素钠又称酪蛋白钠, 在水中完全溶解为乳白色不透明液体, 取 1ml 加入 1M Hcl, 产生大量酪蛋白沉淀。

常用于生化研究。具有乳化、稳定和蛋白质强化剂作用。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。