

N,N-二甲基乙酰胺

货号: D6060

保存: RT, 密封, 避光

产品参数:

CAS: 127-19-5

英文名称: N-N-Dimethylacetamide;

分子式: C_4H_9NO

分子量: 87.12

含量: $\geq 99.0\%$, AR

密度: 0.938 -0.942 g/mL (20-25° C)

产品说明:

二甲基乙酰胺是一种无色透明液体, 能与水、醇、醚等有机溶剂混合, 是一种极性溶剂。二甲基乙酰胺的热稳定性好, 其在水溶液中稳定, 但有酸、碱存在时会促使水解。用于药物合成的反应溶剂, 合成纤维纺丝与合成树脂的溶剂, 感光化学品发色剂的溶剂, 涂料等的溶剂以及催化剂。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。