



1,3-二苯基异苯并呋喃

货号: D9130

规格: 1g

保存: 室温保存, 有效期 3 年。

产品参数:

CAS: 5471-63-6

英文名称: 1,3-Diphenylisobenzofuran

分子式: $C_{20}H_{14}O$

分子量: 270.32

纯度: 95.0% (GC)

溶解性: 10mg/ml in DMSO

熔点: 128-130°C

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。