



## DPPH 1.1-二苯基-2-苦味基肼

货号: D9370

规格: 250mg/1g

保存: 2-8°C保存, 有效期 2 年。

### 产品参数:

CAS: 1898-66-4

英文名称: 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH)

分子式:  $C_{18}H_{12}N_5O_6$

分子量: 394.32

纯度: >97.0% (HPLC)

熔点: 138-141°C

### 产品说明:

1.1-二苯基-2-苦味基肼(DPPH)是一种稳定的自由基, 在特定波长下测定 DPPH 与抗氧化物质反应前后吸收值的变化可定量测定被测物质的抗氧化能力。DPPH 法是测定茶抗氧化性能的一种快速简便的方法, 测定条件掌握得当, 可以获得较好的测定稳定性。

### 注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。