



盐酸多巴胺

货号: D9520

规格: 5g

保存: 常温保存, 有效期 3 年。

产品参数:

CAS: 62-31-7

英文名称: Dopamine hydrochloride

别名: 3-羟基酪胺盐酸盐 3-羟酪胺 多巴胺盐酸盐

外观(性状): 白色结晶性松散粉末

分子式: $C_8H_{11}NO_2 \cdot HCl$

分子量: 189.64

纯度: $\geq 98.0\%$

溶解性: 50 mg/ml Water

危险标识: Xi,N,Xn,T,F

产品说明:

该品为升压药, 也是一种生化试剂。多巴胺受体激动药, 可兴奋心脏, 增加肾血流量, 用于失血性、心乏性及感染性休克。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。