

注射用垂体促卵泡素（FSH）

货号：F8470

规格：100 单位

保存：遮光，密闭，在凉暗处保存，有效期 2 年。

性状：白色或类白色的冻干块状或粉末。

药理作用：在垂体促黄体素的协同作用下，本品能促进卵巢卵泡生长发育和雌激素的分泌引起正常的发情。

适应症：用于治疗卵巢静止、持久黄体、卵泡发育停滞等。

用法与用量：肌肉注射：一次量，马、驴 200-300 单位，每日或者隔一日一次，2-5 次为一个疗程；乳牛 100-150 单位，隔 2 日一次，2-3 次为一个疗程。临用前，以灭菌生理盐水 2-5ml 稀释。

不良反应：母畜发情前大量剂量使用可引起超数排卵。

注意事项：用药前，必须检测查卵巢变化，并以此修正剂量和用药次数。

停药期：28 天，奶 7 天。

相关文献：

- [1] Liping Sun,Dong Li,Kun Song,et al. Exosomes derived from human umbilical cord mesenchymal stem cells protect against cisplatin-induced ovarian granulosa cell stress and apoptosis in vitro. Scientific Reports. May 2017. (IF 4.259)

注：更多使用本产品的文献请参考索莱宝官网。