

葡萄糖-6-磷酸脱氢酶

货号：G8020

规格：1000U / 5000U

保存：-20℃保存，有效期1年。

产品参数：

CAS：9001-40-5

英文名称：Glucose-6-phosphate Dehydrogenase

外观（性状）：白色或淡黄色冻干粉末

pH：6.5-7.5

溶解性：10 mg/mL in Water

酶活/效价：Act.(25℃; with glucose-6-p) 735.3U/mg

纯度：90.00%

注意事项：

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注，基本为非无菌包装，若用于细胞实验，请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

