



糖元II

货号: G8050

规格: 1g

保存: 2-8°C保存, 有效期 2 年。

产品参数:

CAS: 9005-79-2

英文名称: Glycogen from oyster TypeII

别名: 糖原II

外观 (性状): 白色粉末

来源: From oyster

类型: Type II 酶的底物

溶解性: 50mg/ml, H₂O

产品说明:

Glycogen 是糖酵解的中间产物和高能磷酸盐, 它是人类、动物、真菌和细菌的能量储存形式。可用于糖磷酰化。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。