



## 甘油

货号: G8190

规格: 100ml ; 500ml

保存: 常温保存, 有效期 3 年。

### 产品参数:

CAS: 56-81-5

英文名称: Glycerol

别名: 丙三醇; 1,2,3-Propanetriol; Glycerin; Glycyl alcohol

分子式:  $C_3H_8O_3$

分子量: 92.09

外观 (性状): 无色液体

纯度:  $\geq 99.0\%$

级别: Biotechnology Grade

溶解性: 50%,  $H_2O$

危险代码: 36/37/38

### 产品说明:

气相色谱固定液 (最高使用温度  $75^{\circ}C$ , 溶剂为甲醇); 抗生素发酵用营养剂; 用于菌种保藏。

### 注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。