



甘氨酸

货号: G8200

规格: 100g/500g/1kg/5kg

保存: 常温保存, 有效期 6 年。

产品参数:

CAS: 56-40-6

英文名称: Glycine

别名: 氨基乙酸, 乙氨酸, 甘氨酸(氨基乙酸), 氨基醋酸

分子式: $C_2H_5NO_2$

分子量: 75.07

外观(性状): 白色结晶粉末

级别: Biotechnology Grade

纯度: Purity > 99.0%

溶解性: 200mg/mL in water

产品说明:

甘氨酸是用于聚丙烯酰胺凝胶电泳的 Tris-甘氨酸和 Tris-甘氨酸-SDS (十二烷基硫酸钠) 电泳缓冲液中的一种组分。甘氨酸也是用于蛋白质免疫印迹的 Towbinz 转膜缓冲液的一组组分。具有低流动性、疏水性并不与蛋白结合的优点。常常用于制备某些电泳缓冲液; 比色法测定氨基酸时作标准用; 制备组织培养基等。也可以用于化学镀镍溶液中, 或用作电镀添加剂。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品:

T1070	5×Tris- 甘氨酸电泳缓冲液
T1072	1×Tris- 甘氨酸电泳缓冲液 (粉剂)
T1073	5×Tris- 甘氨酸电泳缓冲液 (粉剂)
D1060	10×电泳转移缓冲液 (转膜液)
D1061	1×电泳转移缓冲液 (转膜液) (粉剂)
D1062	10×电泳转移缓冲液 (转膜液) (粉剂)