



α -葡萄糖苷酶

货号: G8823

保存: 2-8°C

有效期: 1 年

产品参数:

CAS: 9001-42-7

英文名称: α -Glucosidase

外观 (性状): 白色冻干粉

溶解性: 1 mg/mL in water

活性 (+37°C, 4-NP- α -D-glucoside): ≥ 60 U/mg lyophilizate

比活力: ≥ 130 U/mg protein

来源: from yeast overproducer, multifunctional, lyophilizate

稳定性: 在-15~-25°C 温度范围内, 可保存 12 个月, 干燥保存。

产品说明:

在诊断测试中使用 α -葡萄糖苷酶来测定 α -淀粉酶和胰腺 α -淀粉酶活性。一旦被 α -淀粉酶裂解, 它催化对硝基苯酚残基从淀粉酶底物 EPS 中 100%释放。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。