

L-组氨酸

货号: H0020

规格: 25g/100g/500g

保存: RT

有效期: 2 年

产品参数:

CAS: 71-00-1

英文名称: L-Histidine

别名: 组氨酸; L-组织氨基酸; L- α -氨基- β -4-咪唑基丙

分子式: $C_6H_9N_3O_2$

分子量: 155.13

外观 (性状): 白色固体

纯度: Purity $\geq$ 98.5%

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品:

IH0280 L-Histidine; L-组氨酸