

硫酸肼

货号: H8100

保存: RT, 避光

有效期: 3 年

产品参数:

CAS: 10034-93-2

英文名称: Hydrazine sulfate salt;

分子式: $\text{NH}_2\text{NH}_2 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$

分子量: 130.12

外观 (性状): 白色粉末

纯度: $\geq 99.0\%$

溶解性: 26mg/ml H_2O

产品说明:

硫酸肼又名硫酸联氨, 是联氨与硫酸生成的盐类, 微溶于冷水, 易溶于热水。水溶液呈酸性, 在空气中很稳定, 但易受碱和氧化剂的作用, 因此可用作用作分析试剂及还原剂。重量测定镍、钴和镉, 提纯稀有金属, 还原剂, 有机合成, 测定氯酸盐、次氯酸和羟基化合物, 肝功能试验中制备麝香草酚浊度液。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。