



蔗糖酶

货号: I8161

CAS: 9001-57-4

保存: 2-8 °C保存, 有效期 3 年

酶活: ≥ 100 units/mg solid, 酶活效价以收到试剂产品标签信息为准

外观性状: 淡黄褐色粉末

产品介绍:

几乎不溶于水, 本产品只适合作为原料的添加剂, 如饲料添加剂。不适合做蔗糖水解等酶活实验。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。