



魔芋胶

货号: K8170

规格: 100g

保存: 常温保存, 有效期 3 年。

产品参数:

CAS: 37220-17-0

英文名称: Konjac glucomannan

别名: 魔芋凝胶 GLUCOMANNAN ≥ 80 ; 魔芋粉; 魔芋甘露聚糖; 葡甘露聚糖(西洋参提取物); 魔芋提取物; 魔芋葡甘聚糖; 魔芋凝胶

外观(性状): 浅黄色粉末

纯度: 粒度(120 目筛通过率): 90%左右

溶解性: 50mg/ml in water (不完全溶解, 不透明胶体)

产品说明:

可作为胶凝剂; 增稠剂; 乳化剂; 稳定剂; 成膜剂等。

本产品为粗提物。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。