

L-赖氨酸

货号: L0010

规格: 25g/500g

保存: RT

有效期: 2 年

产品参数:

CAS: 56-87-1

英文名称: L-Lysine

别名: L-2,6-二氨基己酸;L-赖氨酸碱;L-松氨酸;L-己氨酸

分子式: $C_6H_{14}N_2O_2$

分子量: 146.19

外观 (性状): 白色至浅黄色粉末

纯度: Purity $\geq 99.0\%$

溶解性: 100 mg/mL in Water

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品:

IL0460 L-Lysine; L-赖氨酸