

L-阿拉伯糖

货号: L8060

规格: 10g/100g

保存: RT

有效期: 4 年

产品参数:

CAS: 5328-37-0

英文名称: L-(+)-Arabinose; L-Arabinose

别名: L(+)-树胶醛糖; L(+)-阿戊糖; 树胶醛糖; 果胶糖

分子式: $C_5H_{10}O_5$

分子量: 150.13

外观 (性状): 白色粉末

纯度: 99%

溶解性: 100mg/ml in Water

相关文献:

[1] Chen X, Sheng Z, Qiu S, Yang H, Jia J, Wang J, Jiang C. Purification, characterization and in vitro and in vivo immune enhancement of polysaccharides from mulberry leaves. PLoS One. 2019 Jan 2;14(1):e0208611. doi: 10.1371/journal.pone.0208611. PMID: 30601811; PMCID: PMC6314569.

[2] Zhao J, Xu B, Chen G, Zhang Y, Wang Q, Zhao L, Zhou H. Cryopreserved platelets augment the inflammatory response: role of phosphatidylserine- and P-selectin-mediated platelet phagocytosis in macrophages. Transfusion. 2019 May;59(5):1799-1808. doi: 10.1111/trf.15183. Epub 2019 Feb 8. Erratum in: Transfusion. 2020 Jan;60(1):223. PMID: 30737804.

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。