

溶壁酶

货号: L8140

规格: 5ku

保存: -20℃保存, 有效期 2 年。

产品参数:

CAS: 37340-57-1

英文名称: Lyticase

别名: 溶细胞酶

外观(性状): 深黄褐色粉末

来源: *Arthrobacter luteus*

酶活/效价: ≥ 200 units/mg

溶解性: 2mg/ml Water

产品说明:

水解酵母细胞壁葡聚糖等的多聚 β 1 $\rightarrow$ 3 糖苷键。

单位定义: 在 25℃, pH 为 7.5 的条件下, 在 3ml 反应混合物中以悬浮酵母作为底物, 每分钟 ΔA_{800} 增加 0.001 的所需的酶量定义为一个酶活单位。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

