



二甲基硅油

货号: M9411

规格: 1kg

保存: 常温密封保存, 有效期 2 年。

产品参数:

CAS: 63148-62-9

英文名称: Dimethyl silicone oil; Dimethylpolysiloxane

别名: 二甲基聚硅氧烷; 聚二甲基硅氧烷

外观 (性状): 无色透明油状液体

分子式: $[\text{OSi}(\text{CH}_3)_2]_n$

级别: BS

溶解性: 溶于乙醚, 不溶于水

产品说明:

为苯基含量较高的硅油。气相色谱固定液 (最高使用温度 280°C, 溶剂为乙醚)。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。