

L-苯丙氨酸

货号: P0010

规格: 10g

保存: RT

有效期: 2 年

产品说明:

生化研究。配制培养基。营养学研究。

产品参数:

CAS: 63-91-2

英文名称: L-Phenylalanine

别名: L-2-氨基苯丙酸 L-苯基丙胺酸 L-2-氨基苯丙酸

分子式: $C_9H_{11}NO_2$

分子量: 165.19

外观 (性状): 白色粉末

纯度: Purity $\geq 98.5\%$

溶解性: 50mg/mL 1M HCl

相关文献:

[1] Jin Q, Liu G, Li S, Yuan H, Yun Z, Zhang W, Zhang S, Dai Y, Ma Y. Decellularized breast matrix as bioactive microenvironment for in vitro three-dimensional cancer culture. J Cell Physiol. 2019 Apr;234(4):3425-3435. doi: 10.1002/jcp.26782. Epub 2018 Nov 1. PMID: 30387128.

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品:

IP0190 L-Phenylalanine L-苯丙氨酸