



PMSF(100mM)

货号: P0100

规格: 1ml ; 10ml ; 100ml

保存: -20°C避光保存, 有效期 1 年。

产品参数:

CAS: 329-98-6

英文名称: PMSF(100mM)

分子式: $C_7H_7SO_2F$

分子量: 174.2

外观 (性状): 液体

产品说明:

PMSF 是丝氨酸蛋白酶和乙酰胆碱酯酶的抑制剂。它抑制胰凝乳蛋白酶、胰蛋白酶、凝血酶等蛋白酶和木瓜蛋白酶等硫醇蛋白酶。PMSF 通过在活性位点磺化丝氨酸残基来抑制丝氨酸蛋白酶。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。