



PC-300 液体生物防腐剂

货号: P6840

规格: 50ml

保存: 常温保存, 有效期 3 年。

产品参数:

外观 (性状): 无色液体

产品说明:

PC-300 防腐剂是用于诊断试剂或产品中控制微生物含量的高效灭菌剂。以其广谱活性、优越的兼容性和稳定性及其在使用浓度下的低毒性, PC-300 成为用于诊断试剂的理想高效防腐剂。PC-300 防腐剂可在更长的时间内根除细菌、真菌及酵母, 从而延长产品的储存时间。其水溶性确保其可轻易溶入所需试剂中。特别是, PC-300 防腐对大多数的酶或抗体交联反应的功能无影响, 所以不会干扰检验指示剂。

产品特点:

- 1、广谱抗菌活性
- 2、与关键酶的可兼容性
- 3、不抑制抗体结合
- 4、不干扰 ISE 电极
- 5、优良的稳定性能
- 6、适用 PH 范围广
- 7、无干扰性惰性物质
- 8、对试剂颜色无干扰
- 9、在推荐使用浓度内无害健康
- 10、在推荐使用浓度内倒弃安全

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。