

## 六氰合铁(II)酸钾三水（亚铁氰化钾）

货号: P7320

保存: RT, 密封

有效期: 3 年

### 产品参数:

CAS: 14459-95-1

英文名称: Potassium ferrocyanide trihydrate;

别称: 六氰合铁(II)酸钾三水; 黄血盐钾

分子式:  $K_4Fe(CN)_6 \cdot 3H_2O$

分子量: 422.39

外观(性状): 浅黄色结晶

纯度:  $\geq 99.5\%$

### 产品说明:

本品溶于水, 溶于丙酮, 不溶于乙醇和乙醚, 对光敏感, 易吸潮。

高铁试剂(形成普鲁士蓝)。检定铁、铜、锌、钡、银、钼和蛋白试剂、尿液检验

### 注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。