

聚乙烯聚吡咯烷酮 PVPP（不溶于水）

货号：P8070

规格：50g/100g

保存：RT

有效期：2年

产品说明：

用于从水提取物中吸收酚类和鞣酸以提纯植物酶；用作色谱吸附剂以分离芳香酸类、醛类、酚类等。生化实验用试剂

产品参数：

CAS：25249-54-1

英文名称：PVPP (Polyvinylpolypyrrolidone)

别名：Poly(vinylpyrrolidone); Polyvinylpyrrolidone,cross-linked; PVPP

分子式：(C₆H₉NO)_n

分子量：111.14

外观（性状）：白色粉末

纯度：98%

注意事项：

1. 产品信息仅供参考，如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。