



木瓜蛋白酶

货号: P8150

规格: 5g

保存: 2-8°C保存, 有效期 2 年。

产品参数:

CAS: 9001-73-4

英文名称: Papain

分子量: 21kD

外观 (性状): 白色粉末

级别: 食品级

溶解性: 20mg/ml in water

产品说明:

我司木瓜蛋白酶属于生化研究用品, 木瓜蛋白酶主要用于抗体 Fab 片段的制备以及细胞分离。

酶活力定义:

紫外光分光光度法: 在测定条件 (37±0.2°C; PH 值 7.0) 每分钟水解酪蛋白释出的三氯乙酸可溶物在 275nm 波长有吸光度与 1 微克酪氨酸的吸光度相当时, 所需的酶量即为一个活力单位, 用 u/g 表示。

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
3. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
5. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。