

聚乙二醇 PEG 4000

货号: P8240

保存: RT

有效期: 3 年

产品参数:

CAS: 25322-68-3

英文名称: Poly(ethylene glycol)4000

别名: 聚氧乙烯 4000; Polyglycol, Polyethylene oxide; Polyoxyethylene; PEG4000

分子式: $\text{HO}(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_n\text{H}$

分子量: 3500-4500

外观 (性状): 白色蜡状片状或粉末

纯度: $\geq 99.0\%$

溶解性: 100mg/ml in Water

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品:

P8490 聚乙二醇 200 PEG200

P8530 聚乙二醇 PEG400

P8200 聚乙二醇 600

P8190 聚乙二醇 2000

P8040 聚乙二醇 PEG 3350

P8240 聚乙二醇 PEG 4000

P8260 聚乙二醇 PEG 8000

P9660 聚乙二醇 PEG 10000